



## Внимание! Следуйте инструкции!



- Мобильные поручни созданы для того, чтобы поддерживать естественные движения, как, например, подъем. Поручни не предназначены для того, чтобы выдерживать полный вес тела, если он (вес) превышает максимально допустимую нагрузку.
- Перед каждым использованием мобильного поручня необходимо проверить индикатор безопасности и установить поручень в соответствии с инструкциями.
- Во избежание травм вследствие неправильного использования поручня и в целях оптимального использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции перед использованием поручня. Пожалуйста, сохраните инструкцию и убедитесь, что она доступна для всех, кто пользуется поручнем. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с продавцом оборудования.



1

**ПЛОТНО ПРИЖМИТЕ  
МОБИЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ  
К СТЕНЕ.**



2

**ПРИЖИМАЯ ПРИСОСКИ  
К СТЕНЕ, ОДНОВРЕМЕННО  
НАЖМИТЕ НА РЫЧАГИ.**



3

**ПОВЕРНИТЕ 1-Й РЫЧАГ,  
А ЗАТЕМ 2-Й РЫЧАГ.**

**Пожалуйста,  
внимательно  
ознакомьтесь  
с инструкцией  
на оборотной  
стороне.**



ROTH Info Leaflet D14.733.18.11 20190208-en

**WWW.VEIGEL.RU**

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

INFO@VEIGEL.RU +7 (495) 713-0007



**Всегда на страже  
вашей безопасности.**

# Следуйте инструкции!

# MOBELI®

Мобильные поручни - гениально просто и безопасно.

Принцип работы индикатора безопасности MOBELI - постоянный контроль уровня вакуума.



**Максимальная безопасность** для указанной номинальной нагрузки на вакуумный поручень. Индикатор безопасности в положении как на Рисунках 1 и 2.



**Внимание: Красный цвет — опасно!** Поручень может упасть, необходимо немедленно заново закрепить поручень. **Необходимо немедленно закрепить поручень! Рисунки 3 и 4.**



Если поручень закреплен на непористой поверхности в течение длительного времени, то резина может растягиваться и выгибаться. (Рисунок 5). Положите поручень с открытыми рычагами на ночь на ровную поверхность.

При повторном закреплении важно плотно прижать рычаги.

**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ.**

В случае, если рычаги закрываются быстрее обычного при закреплении в том же месте, рекомендуем тщательную очистку при помощи спиртового раствора.

Если вкладка индикатора все еще выступает после поворота рычагов и нажатия на вкладку, необходимо переустановить поручень.

**ЕСЛИ НЕ УДАЕТСЯ КАК СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ ПОРУЧЕНЬ, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. ЕСЛИ ИНДИКАТОР БЕЗОПАСНОСТИ ВЫДВИНУТ (РИСУНКИ 3 И 4), ТО ПОРУЧЕНЬ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ЗАНОВО ЗАКРЕПИТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ.**